

Alarmsoort	Alarmtekst regel 1	Handeling regel 2	Alarm Oplossen
Hoge Prioriteit	<i>(Geen tekst, alleen luid alarm, die niet kan worden onderdrukt)</i>	<i>(Geen tekst, alleen luid alarm, die niet kan worden onderdrukt)</i>	- Koppel voeding of nieuwe batterij aan - Als dit niet helpt, verwissel controller - Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Pomp gestopt	Aandrijflijn aansluiten	- Sluit aandrijflijn onmiddellijk aan - Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Pomp gestopt	Verwissel Controller	- Verwissel controller - Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Controller faalt	Verwissel Controller	- Verwissel controller - Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Kritieke Batterij 1	Vervang batt 1	- Vervang batterij 1 voor volle batterij of voeding - Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Kritieke Batterij 2	Vervang batt 2	- Vervang batterij 2 voor volle batterij of voeding - Bel UMC Utrecht: 088-7560500
Gemiddelde Prioriteit	Storing Controller	Signaal	- Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Storing Controller	Signaal AL.UIT	- Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Hoog vermogen	Signaal	- Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Elektr. Storing	Signaal	- Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Zuiging	Signaal	- Bel UMC Utrecht: 088-7560500
	Lage stroom (lage flow)	Signaal	- Hoesten/persen kan oorzaak zijn. Alarm kan ophouden als hiermee wordt gestopt. - Als niet, controleer of u genoeg heeft gedronken. - Bel UMC Utrecht: 088-7560500
Lage Prioriteit	Zwakke Batt 1	Vervang Batt 1	- Vervang batterij 1 voor volle batterij
	Zwakke Batt 2	Vervang Batt 2	- Vervang batterij 2 voor volle batterij
	Geen Voeding	Herstel voeding 1	- Koppel batterij/voeding aan connectie 1
	Geen Voeding	Herstel voeding 2	- Koppel batterij/voeding aan connectie 2